

BOX 式生物試料保管容器 LS6000



CRYO SOLUTIONS



レンタル品 … 販売品ではありません

気相保存 (可)



液相保存 (可)



こんな時にご使用ください

- ・ 短期間検体を保管したい
- ・ 液体窒素容器を使用したいがイメージが沸かない
- ・ 私的に使用したい etc...

レンタル時 付属品



台車



データロガー



低温手袋

オプション品 … 有償サービス



・クライオボックス

型番 : 5026-1010

100 本収納タイプ

1.2-2.0 mL アンフルを最大 100 本収納可能です

LS6000 では最大 60 箱 (6,000 バイアル) 収納可能です

必要に応じて、ご用意可能ですので、お申し付けください。

※アンフルケーンを収納されたいお客様は別途ご相談ください。



・レポート作成

ご使用期間の庫内温度記録などを反映したレポートをご用意可能です。

必要に応じてご相談ください。

※JCSS 校正証明書などもご用意可能です。

必要な場合、お申し付けください。(有償オプション)



LS6000 スペック表

規格・容量	容量：約 165L 蒸発量：約 0.84L/日 静止保存日数：約 194 日 再充填期間：約 120 日 ラック数：6 ラック段数：10 段（100 本立ボックス） 2.0ml クライオバイアル収納本数：6000 本 適用台車：RB-106
サイズ	全高 約 991×外径 約 683mm
重量	空重量：55kg

データロガー TR-55i-Pt スペック表

測定対象	温度 1ch Pt100
測定範囲	-199℃~600℃
主な精度	±(0.3+読み値の 0.3%)
表示	測定値、電池寿命警告、その他
データ記録容量	16000
記録間隔	15 通り 1 秒~60 分
記録モード	エンドレス/ワンタイム
通信	光通信/赤外線通信
警報の確認方法	本体液晶画面/本体 LED
電源	リチウム電池
本体動作環境	温度-40℃~80℃
大きさ	H:62mm×W:47mm×D:19mm
防水性	IP64
電池寿命	約 24 ヶ月
付属品	入力モジュール(PTM-3010), リチウム電池 (LS14250), ストラップ, 取扱説明書(保証書付)

info

ロガー単体の貸出も
やってます!!

価格：お問い合わせください。

クライオソリューションズ株式会社

〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通 2-1-26 M&C ビル 501 号室
TEL/FAX：078-855-2343 Mail：info-cs1@cryoss.co.jp
HP：<https://cryoss.co.jp>

MEMO

当カタログの仕様等は、改良のため、予告なく変更することがあります。